

# Nyhed I Pallas TOBS skema

## - Ny kroniker markør

15. november 2017



Overblik  
Prioritering  
Kommunikation  
Effektivitet  
Sammenhæng  
Kvalitet



**Pallas Care**

Digitale løsninger for overblik og tryghed

# Indrapportering & markør for kroniker

Bedre overblik  
Bedre prioritering  
Driftsoptimering  
Nemmere visitationer  
Øget livskvalitet

Tilbage Vejledning Gem

**Henry Lund**  
Ingen tidligere måling

- + Totalscore
- + Respirationsfrekvens
- + Temperatur
- + Blodtryk
- + Puls
- + Bevidsthed

TOBS

Detailed description: This is the patient overview screen for Henry Lund. It features a top navigation bar with 'Tilbage', 'Vejledning', and 'Gem' buttons. Below the patient name, there is a note 'Ingen tidligere måling'. A list of six vital signs is shown, each with a plus icon and a light blue background. At the bottom, there is a 'TOBS' icon and a battery status indicator.

Tilbage Vejledning Gem

Respirationsfrekvens

≥ 25

21 - 24

12 - 20

9 - 11

≤ 8

OBS! Den nedenstående vurdering er forbeholdt sygepleje personale  
Tilladt

Saturation

+ Temperatur

+ Blodtryk

+ Puls

+ Bevidsthed

TOBS

Detailed description: This screen displays the 'Respirationsfrekvens' (Respiratory rate) monitoring interface. It includes a top navigation bar and a list of range-based indicators: '≥ 25', '21 - 24', '12 - 20', '9 - 11', and '≤ 8'. Below these is a horizontal slider control. A warning message 'OBS! Den nedenstående vurdering er forbeholdt sygepleje personale' is present with a 'Tilladt' checkbox. At the bottom, there are buttons for 'Temperatur', 'Blodtryk', 'Puls', and 'Bevidsthed', along with a 'TOBS' icon and battery status.

Tilbage Vejledning Gem

Temperatur

Blodtryk

Systolisk blodtryk

≥ 200

100 - 199

80 - 99

70 - 79

≤ 69

OBS! Den nedenstående vurdering er forbeholdt sygepleje personale  
Tilladt

Diastolisk blodtryk

+ Puls

+ Bevidsthed

TOBS

Detailed description: This screen displays the 'Blodtryk' (Blood pressure) monitoring interface. It features a top navigation bar and a section for 'Systolisk blodtryk' (Systolic blood pressure) with range indicators: '≥ 200', '100 - 199', '80 - 99', '70 - 79', and '≤ 69'. Below this is a horizontal slider control. A warning message 'OBS! Den nedenstående vurdering er forbeholdt sygepleje personale' is present with a 'Tilladt' checkbox. At the bottom, there are buttons for 'Puls' and 'Bevidsthed', along with a 'TOBS' icon and battery status.

Tilbage Vejledning Gem

Totalscore

Respirationsfrekvens

Temperatur

Blodtryk

Puls

≥ 130

110 - 129

90 - 109

50 - 89

40 - 49

≤ 39

OBS! Den nedenstående vurdering er forbeholdt sygepleje personale  
Tilladt

+ Bevidsthed

TOBS


Detailed description: This screen displays the 'Totalscore' (Total score) monitoring interface. It includes a top navigation bar and a list of range-based indicators: '≥ 130', '110 - 129', '90 - 109', '50 - 89', '40 - 49', and '≤ 39'. Below these is a horizontal slider control. A warning message 'OBS! Den nedenstående vurdering er forbeholdt sygepleje personale' is present with a 'Tilladt' checkbox. At the bottom, there is a button for 'Bevidsthed', along with a 'TOBS' icon and battery status.

# Indrapportering & markering for kroniker

Bedre overblik  
Bedre prioritering  
Driftsoptimering  
Nemmere visitationer  
Øget livskvalitet

Det første skærmbillede til venstre viser, TOBS skemaet under Indrapporteringen, hvor alle vital parametre er markeret og med tilhørende vital værdi og score. I eksemplet er den samlede score, som vises under Totalscore 4, pga. vital værdierne i Respirationsfrekvens (score: 2), Temperatur (score: 1) og Puls (score: 1).

Det andet skærmbillede viser, at kroniker markeringen (Tilladt) under vital parameteren Respirationsfrekvens er markeret (afkrydset) og scoren som før var 2 er nu 0. Her tillader brugeren at borgerens vital værdi (højere ind normen) er tilladt indenfor den vitale parametre. Den samlede score under Totalscore, bliver derfor ændret til 2.



# Oversigtstavle, Rapporter med kroniker markering

Bedre overblik  
Bedre prioritering  
Driftsoptimering  
Nemmere visitationer  
Øget livskvalitet

Log ud Henry Lund

14/11/2017 15:04:20  
Demobruger /demo1

2 TOBS  
Henry Lund 1/1

TOBS	
Respirationsfrekvens	22
Temperatur	38
Systolisk blodtryk	140
Diastolisk blodtryk	70
Puls	92
Bevidsthed	H

Tilladte (kroniker)	
Respirationsfrekvens	Tilladt

Borgere  
Borger  
TOBS  
Oversigt  
Rapporter  
Bladre  
Forrige  
Næste  
Nyeste  
/Eldste

Når en observation af TOBS med kroniker markeringer gemmes i Indrapporteringen, så vil de gemte kroniker markeringer fremgå på Oversigtstavlen under rapporter for TOBS.

På siden for rapporter, vil kroniker markeringer vises i en separat tabel som har titlen "Tilladte (kroniker)", i tabellen vil det fremgå hvilke vital parametres vital værdier, som er tilladte.

I dette eksempel er det Respirationsfrekvens som har en tilladt vital værdi og giver derfor ikke en score. Der vises dog stadig i tabellen for "TOBS", at den vitale værdi for Respirationsfrekvens, har markerings farven orange, magen til farven som benyttes til markeringen af den vitale værdi i Indrapporteringen.